

ТРЕНАЖОР Powerheart G5



Технически спецификации

Технически характеристики

Тренажорът Powerheart G5 играе ключова роля в успешната програма за АВД

Готовността за спасяване на живот в критична ситуация (Rescue Ready®) не се изчерпва с наличието на АВД: необходимо е хората да бъдат предварително подготвени и да знаят какво да правят в случай на внезапно спиране на сърцето (сърдечен арест). Именно с тази цел е създаден тренажорът Powerheart G5. Лесен за употреба, той изцяло наподобява автоматичния външен дефибрилатор Powerheart G5 и симулира работата му, без да подава електрошок, за да позволи натрупването на ценен практически опит.

- Съдържа 4 спасителни сценария
- Инструкторът може да променя условията с помощта на дистанционно управление, за да тества реакциите на обучаваните
- Инструкторът може да прекъсне сценария, за да даде обяснения и указания
- Тренажорът поддържа автоматичен и полуавтоматичен режим
- Упражненията се правят с подложки за многократна употреба за възрастни (вкл. с ICPR) и за деца.

Тренажорът Powerheart G5 дава възможност за лесно поддържане на формата

Тренажорът Powerheart G5 ви дава гъвкавост и гаранция, че екипът ви винаги ще бъде готов за критична ситуация.

За кого е предназначен?

- За инструктори по АВД/КПР
- За служители на работното място, от които се очаква оказване на първа помощ
- За служители в спешна помощ
- За всеки, който би желал да се научи да използва АВД

ZOLL®

ТРЕНАЖОР Powerheart G5

Полезни резултати:

- Практика. Обучаваните получават практически опит за действия в случай на внезапен сърдечен арест. Благодарение на симулираната обратна връзка се научават да извършват ефективна КПР.
- Лесна употреба. Ясните гласови инструкции водят обучаваните през цялата симулация, а вграденият метроном указва правилния ритъм на извънгръдните притискания. Възможна е конфигурация на различни езици.
- Подготовка. Благодарение на предварително програмираните сценарии обучаваните ще се подготвят за реакция в различни ситуации.

Интерактивност

- Четири предварително програмирани сценария, съобразени с насоките на Американската кардиологична асоциация (АНА) и Европейския център за ресусцитация (ERC)
- Възможност за обучение на напреднали и промяна на параметрите с помощта на инфрачервено безжично дистанционно управление
- Възможност за прекъсване на сценария с цел даване на обяснения и указания
- Гласовите и текстовите команди пресъздават реална ситуация
- Инструкторите могат да разрешат коригираща обратна връзка от ICPR за темпото, дълбочината и пълното отпускане на гърдите при притисканията чрез дистанционното управление.

Функционалност

- Промяна на сценариите за въвеждане на различни параметри
- Симулиране на ритъм, изискващ или неизискващ дефибрилация с електрошок
- Проследяване на уменията на обучаваните по време на симулациите
- Възможност за избор от над 30 езика за конфигурация

Икономичност

- Тренировъчни подложки (електроди) за многократна употреба
- Съвместим с всички видове манекени за КПР
- Работи с 3 алкални батерии тип С; за дистанционното: 2 алкални батерии тип ААА
- Поддържа полуавтоматичен и напълно автоматичен режим

Безопасност

Тренажорите за АВД на Cardiac Science не генерират електрошок.

ZOLL[®]